



SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 42 Vestec, Česká republika
tel.: +420 241 024 111, fax: +420 241 024 292,
e-mail: info@safina.cz, www.safina.cz
IČ 03214257, DIČ CZ03214257, OR Zapsaná u Městského soudu
v Praze oddíl B vložka č. 20972



CE 0088

SP.42100.522.004

DENTÁLNÍ RTUŤ

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Dentální rtuť je kapalná rtuť určená pro přípravu dentálního amalgámu smícháním se slitinou pro dentální amalgám. Na jedno použití.

Indikace:

Při použití dbejte pokynů výrobce amalgamátorů a výrobce prášku slitiny pro dentální amalgám.

Jako dentální amalgám - výplňový materiál pro záchovnou stomatologii.

Kontraindikace:

V případě alergie na rtuť.

Pro děti mladší 6-ti let.

Pro těhotné nebo kojící ženy.

Vyhnete se kontaktu dentálního amalgámu s dalším kovovým materiálem.

ODPOVÍDÁ NORMĚ ISO 24234

Velikost balení (g): 250, 500

Obsahuje: Hg (kapalná)

Doporučené skladování: při teplotách nepřesahujících 28°C,

v čistém prostředí bez výparů chemikálií.

Doba použitelnosti: při vhodném skladování do data použitelnosti.

Určený účel použití: Určeno pro zubní výplně po smíchání se slitinou pro dentální amalgám.

Pokyny pro zpracování:

Dbejte pokynů výrobce slitiny pro dentální amalgám.



VÝSTRAHA

Tento výrobek
obsahuje rtuť

Bezpečnostní informace:

Změny funkční způsobilosti:

Dentální amalgám je nevhodné používat v případě nevhodné konzistence po jeho namíchání.

Působení rtuti na kovy: Rtuť koroduje a působí zřehnuti některých kovů a jejich slitin. Vyhněte se zbytečnému kontaktu mezi rtuť a těmito kovy.

Rozlití rtuti: Rtuť při nesprávném zacházení ohrožuje zdraví. Rtuť je toxická při vdechování jejích výparů a tento efekt je kumulativní. Rozlitá rtuť musí být ihned odstraněna - a to i z nepřístupných míst. K odstranění rtuti použijte plastovou odsávačku. Menší množství rtuti mohou být zasypana práškem síry a odstraněna. Jednotlivé menší kapky rtuti mohou být sesbírány pomocí cínové fólie (Sn) a odstraněny. Vyvarujte se vdechování par rtuti. Během čištění a následně poté řádně odvětrávejte prostory, kde k rozlití rtuti došlo.

Kontaminace vlhkosti: Kontaminace amalgámu vlhkostí před utužením nepříznivě ovlivňuje jeho vlastnosti, zejména jeho pevnost a korozní odolnost. Pokud slitina pro dentální amalgám obsahuje zinek, u amalgámu z něj připraveného hrozí nebezpečí nadměrné (opožděné) expanze. Proto, pokud je to možné, používejte suché pole.

Likvidace odpadů a obalů od dentální rtuti:

Odpadové materiály a všechny primární nádoby, které obsahovaly rtuť, musí být likvidovány vhodnými vyzkoušenými postupy. Zbytky amalgámů a amalgamových výplní jsou nebezpečnými odpady kat. č. 180110 - odpadní amalgám ze stomatologické péče. S vyprázdněnými nádobami od dentální rtuti je nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem - kat. č. 150110 - obaly obsahující zbytky nebezpečných látek - rtuti. Likvidujte je výhradně v souladu s legislativou platnou v ČR, nebo ve státě, ve kterém jsou používány. V ČR je nutno tento odpad předat k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě dle Zákona o odpadech v platném znění.

Výrobce:

SAFINA, a.s., Vídeňská 104,
Vestec 252 42, ČR
DIČ: CZ03214257, www.safina.cz

Platné od 1. října 2015



PRECIOUS METALS PROCESSING AND RECYCLING
ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACE DRAHÝCH KOVŮ



SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 42 Vestec, Czech Republic
tel.: +420 241 024 111, fax: +420 241 024 292,
e-mail: info@safina.cz, www.safina.cz
Id.: 03214257, VAT Id.No./EORI: CZ03214257, SAFINA, a.s. is registered in
the Commercial Register kept with the Municipal Court in Prague, section B, insert 20972



CE 0088

SP.42100.522.004

DENTAL MERCURY

INSTRUCTION FOR USE:

Dental mercury is liquid mercury intended for dental amalgams. For single use.

Indication:

Use according to amalgamator manufacturer instructions and according to dental alloy powder producer instructions.

Fillings for dental restorations.

Contraindication:

In case of allergic reaction to mercury.

For children under six years of age.

For pregnant or nursing women.

Avoid contact between dental amalgam and other metal materials.

ACCORDING TO ISO 24234

Delivered amount (g): 250, 500

Contains: Hg (liquid)

Storage conditions: at temperature no higher than 28°C, in clean surroundings without chemical vapours.

Shelf life: when stored properly until expiring date.

Specified application purpose: Dental mercury is used for preparing dental amalgam as tooth filling after mixing with dental amalgam alloy.

Processing instruction:

Use according to according to dental alloy powder producer instructions.



CAUTION
This product
contains mercury

Precautionary notes:

Properties changes:

Do not use dental amalgam in case of incorrect consistency of amalgam.

Effect of mercury on metals: Mercury corrodes and embrittles particular metals and their alloys. Avoid unnecessary contact between mercury and those metals.

Spillages: Mercury presents health hazard if handled incorrectly. Mercury is toxic by vapour inhalation and the effect is cumulative. Spillages of mercury should be removed immediately, including from places which are difficult to access. Use a plastic syringe to draw it up. Smaller quantities can be covered by sulfur powder and removed. Individual small droplets can be picked up by tin foil (Sn) and removed. Avoid inhalation of the vapour. During and after clean-up thoroughly ventilate the area where the spill has occurred.

Moisture contamination: If moisture is introduced into the amalgam before it has set, properties such as strength and corrosion resistance can be affected adversely. If the alloy contains zinc, such contamination can result in an excessive (delayed expansion). Use a dry field, whenever possible.

Waste disposal:

Waste materials and all primary containers that have held mercury shall be disposed of following appropriate management practice. Used primary containers and waste materials have to be handled as the very dangerous wastes - they contain remainders of dangerous matters – mercury.

Producer:

SAFINA, a.s., Vídeňská 104,
Vestec, PC: 252 42, Czech Republic
VAT: CZ03214257, www.safina.cz

Valid from October 1st, 2015



PRECIOUS METALS PROCESSING AND RECYCLING